



Straumann® Smile in a Box

Auftragsformular für 5 Restzähne und mehr

Name Implantec Dentallabor GmbH
Straße Zeisigweg 6
PLZ / Ort 73340 Amstetten



E-Mail info@implantec.de
Website www.implantec.de
Telefon 07331/70 26

- Bitte deutlich **MARKIEREN**.
- Bitte füllen Sie das Auftragsformular **KOMPLETT** aus.
- Wenn Sie Hilfe zu diesem Formular benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Planungspartner.
- Sofern Sie den Abholservice von UPS in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte UPS unter 01806/882 663.
- Das Auftragsformular bitte Ihrer Sendung beilegen.

Angaben der Praxis

Straumann® Kunden-Nr.: _____

Patienten-Nr.: _____







Ansprechpartner in der Praxis: _____

Durchwahl: _____

E-Mail: _____

Praxis: (ausfüllen oder Praxisstempel)

Wie soll Ihre Box bestückt werden? Kreuzen Sie bitte an:

Bohrschablone	Implantat	Einheilkappen	Abutment	Provisorium	finale Versorgung
					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

optional ►

nach Rücksprache ►

Gewünschte Art der Versorgung:

Einzelkrone/n Brücke/n Pfeilervermehrung

Ist eine Augmentation geplant?

Ja Nein

Bitte mit X die Implantatposition markieren:

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Welches Implantatsystem ist gewünscht?

Straumann® BLT BL TL BLX PURE
Neodent® Helix Drive Titamax
MEDENTIKA® Microcone Quattrocone Procone

Implantatbestellung erfolgt durch:

Behandler Planungspartner im Namen des Behandlers

Geplantes operatives Vorgehen:

pilot full guided

Planungsgespräch mit dem Planungspartner:

Geplanter OP Termin ist am: _____

Terminvorschlag für den _____ um ____ Uhr

Bemerkungen



1. Datenakquise

Patientendaten werden vom Behandler übermittelt

- DVT im Dicom Format
- Intraoraler Scan und /oder physisches Situationsmodell



2. Segmentierung & Matching

Erfolgt gewöhnlich durch Planungspartner.

- Ich möchte diesen Schritt selbst durchführen



3. Planung

Erfolgt gewöhnlich durch Planungspartner.

Der Planungsvorschlag muss durch den Behandler freigegeben werden.

- Ich möchte die Planung selbst durchführen



4. Bohrschablone / Modell / Knochenmodell

Nach dem Design durch Planungspartner ist die Rücksprache mit dem Behandler obligatorisch.

- Produktion der Bohrschablone durch Planungspartner.

Gewünschte Produktion durch den Planungspartner

- eines gedruckten Modells mit Laboranalogen in den geplanten Implantatpositionen
- eines Knochenmodells



5. STL Daten-Bereitstellung für Behandler

- Behandler möchte die vom Planungspartner erstellten STL Daten zur Weiterverarbeitung

- Bohrschablone Modell Knochenmodell



6. Provisorium (optional)

Design und Herstellung erfolgt gewöhnlich durch den Planungspartner.

- Zahnfarbe: A1 A2 A3–A3,5 andere: _____

Kein medizinischer Rat

Der Dienst erteilt keine medizinischen Ratschläge. Ein Behandlungsplan oder eine andere Datei, die von Implantec Dentallabor GmbH basierend auf ihren Eingaben erstellt und bereitgestellt wird, ist das Ergebnis von Bildbearbeitungsvorgängen wie der Neuformatierung und dem Zuschnitt von Original-CT Bildern und sollte lediglich als Teil der technischen Unterstützung und des Supports für Sie gewertet werden und ist keinesfalls als medizinischer Rat von Implantec Dentallabor GmbH in jeglicher Form zu verstehen. Für eine vollständige radiologische Analyse, etwa zur Bewertung ob außerhalb der Region für die Implantatplatzierung Tumore oder Infektionen vorhanden sind, müssen Sie stets die Originalen CT Bilder heranziehen, und Sie müssen den Behandlungsplan oder eine andere Datei oder ein dazugehöriges Produkt vor der Nutzung sorgfältig prüfen und kontrollieren. Indem Sie den Behandlungsplan oder eine andere Datei oder ein dazugehöriges Produkt nutzen, stellen Sie Implantec Dentallabor GmbH automatisch von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dieser Nutzung frei. Sie erklären hiermit, dass Sie nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften über eine ausreichende medizinische Qualifikation verfügen, dass Sie alle geltenden Gesetze einhalten und dass Sie die volle rechtliche und medizinische Verantwortung für die Nutzung des Behandlungsplans oder einer anderen Datei oder eines dazugehörigen Produkts übernehmen.

Patientendaten

Sie stimmen zu, bei der Nutzung des Dienstes keine Patientendaten zu übertragen. Patientendaten sind Informationen oder Materialien, die sich auf die Erkrankungen oder Behandlung einzelner Personen beziehen und durch die eine Einzelperson identifiziert werden kann. Dazu zählt unter anderem die persönliche Identifikationsnummer eines Patienten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle geltenden Datenschutzvorschriften einzuhalten. Ungeachtet des vorherigen Satzes werden Patientendaten, die Sie ggf. über den Dienst übermitteln müssen und die nicht vor dem Senden unkenntlich gemacht werden können, von uns nur im Rahmen der geltenden Datenschutzvorschriften und nur zur Erfüllung des Vertragszwecks verarbeitet. Darüber hinaus, gehen wir davon aus, dass Sie bei Ihrem Patienten eine Einwilligung zur Weitergabe seiner Daten eingeholt haben.

Gewünschter Liefertermin für Planung

Datum, Ort

Unterschrift Behandler